

Neuro-Rundtupfer

Formstabiler Rundtupfer für die Neurochirurgie

VOSTRA 
medical products



Neuro-Rundtupfer

Produktvorteile

Formstabiler Rundtupfer für die Neurochirurgie
Neuro-Rundtupfer sind für Anwendungen im Bereich Neurochirurgie entwickelt worden und werden in einem speziellen Herstellungsverfahren gefertigt, welches die Formstabilität der Produkte bei der Anwendung garantiert.

Neuro-Rundtupfer werden standardmäßig mit einem Armierrungsfaden aus chirurgischer Seide ausgeliefert. Das hierbei angewandte Nähverfahren positioniert die Schnittkante des Fadens im Inneren des Produktes, so dass eine maximale Produktsicherheit gewährleistet ist. Die reißfeste Anbringung des Fadens sowie das Röntgenkontrastmaterial im Inneren des Neuro-Rundtupfers ermöglichen eine angenehme und sichere Anwendung. Optionalsind Neuro-Rundtupfer auch ohne Faden erhältlich.

Neuro-Rundtupfer können vielfältig eingesetzt werden und gehören zum Handwerkszeug eines Neurochirurgen. Dieser kann das Produkt individuell nach seinem Wunsch zusammenstellen und Röntgenkontrastmarkierung, Größe sowie Setmengen individuell bestimmen.



Leistungsmerkmale

Sicherheit

Ein zusätzlicher Rückholfaden und der eingenähte Röntgenkontrastfaden sorgen für eine besonders sichere Anwendung.

Materialeigenschaften

Aufwendige Fertigungsverfahren garantieren die Formstabilität des Materials.

Individuelles Größenspektrum

Produkte und Ausführungen werden kundenindividuell gefertigt.

Qualität

Neuro-Rundtupfer werden unter definierten Reinraumbedingungen gefertigt. Eine ständige mikrobiologische Prozesskontrolle sorgt für maximale Produktsicherheit.

Neuro-Rundtupfer

Größen



Neurorundtupfer mit Röntgenkontraststreifen, doppelsteril verpackt.

| Artikel-Nummer | Artikelbeschreibung | Beschreibung | Größe | VE | ME |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----|----|
| W1A13B005 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra klein | ca. 5 mm | Set | 30 |
| W1A13B010 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Klein | ca. 10 mm | Set | 30 |
| W1A13B013 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Mittel | ca. 13 mm | Set | 30 |
| W1A13B015 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Mittel | ca. 15 mm | Set | 30 |
| W1A13B020 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Groß | ca. 20 mm | Set | 30 |
| W1A13B025 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra Groß | ca. 25 mm | Set | 30 |
| W1A13B030 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra Groß | ca. 30 mm | Set | 30 |

| Artikel-Nummer | Artikelbeschreibung | Beschreibung | Größe | VE | ME |
|----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----|----|
| W1A13A005 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra klein | ca. 5 mm | Set | 20 |
| W1A13A010 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Klein | ca. 10 mm | Set | 20 |
| W1A13A013 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Mittel | ca. 13 mm | Set | 20 |
| W1A13A015 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Mittel | ca. 15 mm | Set | 20 |
| W1A13A020 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Groß | ca. 20 mm | Set | 20 |
| W1A13A025 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra Groß | ca. 25 mm | Set | 20 |
| W1A13A030 | SPHERICAL NEURO SWABS RF | Extra Groß | ca. 30 mm | Set | 20 |



Herstellung und Vertrieb durch:

VOSTRA GmbH
medical products
Im Süsterfeld 3
D-52072 Aachen

Telefon +49 241 96850 - 0
Telefax +49 241 96850 - 56
info@vostra.de
www.vostra.de



Die VOSTRA GmbH wurde 1985 mit dem Ziel gegründet, hochwertige Verbrauchsgüter für die Neuro-, HNO- und allgemeine Chirurgie zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben.

Das Bestreben, den individuellen Wunsch des Kunden zum Zentrum unseres Denkens und Handelns zu machen, hat uns über die letzten Dekaden gestärkt und eine internationale Kundenstruktur geschaffen. Diese beliefern wir innerhalb kürzester Zeit – weltweit.

Vostra – Excellence in medical products.

